



Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal



Especificaciones Técnicas

Modelo	EB L 160 2e	EB L 260 2e	EB L 360 2e	EB L 460 2e	EB L 620 2e	EB L 420 1e	EB L 620 1e	EB L 820 1e	EB L 120 01e	EB L 160 01e	EB L 220 01e	EB L 320 01e	EB L 160 2i	EB L 260 2i	EB L 360 2i	EB L 460 2i	EB L 620 2i
Capacidad máxima	160 0g	260 0g	360 0g	460 0g	620 0g	420 0g	620 0g	8.2 kg	12k g	16k g	22k g	32k g	160 0g	260 0g	360 0g	460 0g	620 0g
Precisión	0.0 1g	0.0 1g	0.0 1g	0.0 1g	0.0 1g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.0 1g	0.0 1g	0.0 1g	0.0 1g	0.0 1g
Repetibilidad (S.D.)	0.0 2g	0.0 2g	0.0 2g	0.0 2g	0.0 2g	0.2 g	0.2 g	0.2 g	0.2 g	0.2 g	0.2 g	0.2 g	0.0 2g	0.0 2g	0.0 2g	0.0 2g	0.0 2g
Tamaño del Plato	160mm & Oslash;							400 x 300mm					160mm & Oslash;				
Peso neto	4.5kg							7.3kg					4.5kg				

Especificaciones Generales

Tiempo de estabilización típico	5 Seg
Unidades de medida	Kilogramo (kg), Gramo (g), Carate (ct), Grano (GN) (GN), Newton (N), Dram (d), Onza Troya (Ozt) (Ozt), Peso penique (dWt), Mome (MM), Taels T. (TL.T), Taels Hong Kong (TL.H) (TL.H), Taels S. (TL.S), Tical (ti), Tola (T), Unidad personalizada
Fuente de alimentación	18VDC 60/60Hz

Accesorios Opcionales:

- Cable RS-232 para el ordenador
- Pilar opcional (instalado en fábrica) sólo para modelos con plato
- Certificado de Calibración
- Papel thermal para ATP
- Adam - DU- Programa para colección de información
- In use cover for 0.0001g balances
- In use cover for 0.001g balances
- In use cover for 0.1g balances 12000g and more
- Impresora Thermal ATP
- Mesa Anti-Vibración
- Cubierta antipolvo para balanzas de 0,1mg
- Cubierta antipolvo para balanzas de 0,001g y 0.1g hasta 8200g
- In use cover for 0.0001g balances



GIS IBERICA, S.L
 Av. Hernán Cortés nº 3, local bajo dcha.
 10001 Cáceres (España)
 Telf: +34 927 22 46 00 / +34 927 21 22 07
gisiberica@gisiberica.com
www.gisiberica.com

